

**【技術資料】 潤滑膜の分析手法**  
**～潤滑油により形成される膜成分の膜厚、微細構造、元素分布解析(膜内部)～**


**概要**

モリブデン(Mo)含有潤滑油は自動車エンジンオイルの代表的な摩擦低減剤で、摩擦面に形成される膜成分(潤滑膜)が低摩擦化に寄与します。透過電子顕微鏡(TEM)及びEDS(エネルギー分散型X線分析器)により潤滑膜の膜厚や微細構造、元素分布を解析した事例を紹介します。

**試料**

以下の通り調製した潤滑膜の分析を実施しました。

Mo系摩擦低減剤を含む市販エンジンオイルを金属基板上に塗布  
 →摩擦試験(表面温度 50°C, 試験時間 5~180min)【図1】




【図1】 試料外観  
(デジタルマイクロスコープ像)

**事例紹介**

1) 膜厚解析

潤滑膜の断面を作製してTEM観察を行うことで、潤滑膜の膜厚を解析可能です。摩擦試験180min後の潤滑膜は摩擦試験5min後と比べて厚く、潤滑膜が経時的に形成される様子を確認できました【図2】。




【図2】 潤滑膜の断面TEM像

## 2) 微細構造解析

低摩擦化は、二硫化モリブデン( $\text{MoS}_2$ )の層滑りに起因することが知られています<sup>1~3)</sup>。このため、潤滑膜中における $\text{MoS}_2$ 層状構造の把握は重要です。

高倍率の断面 TEM 像における輝度プロファイルを詳細解析することで、摩擦試験 180min 後で $\text{MoS}_2$ 層状構造が確認できました。 $\text{MoS}_2$ 層状構造は摩擦試験 5min 後では確認できず、経時で潤滑膜中に形成されていると考えられます【図 3】。




【図 3】 潤滑膜の断面 TEM 像(左)及び輝度プロファイル(右)

※摩擦試験 180min 後の観察結果。摩擦試験 5min 後は同様の構造が確認されず。

## 3) 元素分布解析

断面 TEM 像の EDS 分析より、潤滑膜内部の元素分布を解析できます。

摩擦試験 180min 後の EDS 元素マッピング【図 4】より、Mo は膜全体に分散し、特に表層で多い様子が確認されました。また、添加剤に由来する元素のうち、Zn は Mo 分布と同傾向であり、 $\text{MoS}_2$  形成に寄与する可能性が推定されます<sup>4~5)</sup>。



【図 4】 潤滑膜の断面 TEM-EDS 元素マッピング結果

## 引用文献

- 1) 駒場ら：MoDTC 添加油の潤滑効果に対する温度の影響, トライボロジスト, 62, 11 (2017) 35.
- 2) 山田ら：MoDTC の摩擦低減機構, 日石三菱レビュー, 43, 1 (2001) 5.
- 3) 高木：MoS<sub>2</sub> 族の層状構造と摩擦, 精密機械, 46, 11 (1980) 1434.
- 4) MI De Barros Bouchet et al. : Mechanisms of MoS<sub>2</sub> formation by MoDTC in presence of ZnDTP effect of oxidative degradation, Wear, 258, 11-12 (2005) 1643.
- 5) 大津ら：MoP・ZnDTP 併用条件における境界潤滑特性とその潤滑機構に関する研究, トライボロジスト, 63, 10 (2018) 715.

適用分野：その他無機製品

キーワード：潤滑油、潤滑膜、モリブデン、Mo、層状、摩擦低減剤、低摩擦化、断面、TEM、EDS、膜厚、  
元素分布