

【技術資料】 特殊溶媒系 GPC によるポリマーの分子量分布測定(2) ~ 液晶ポリマーの光劣化による分子量変化 ~

概要

高分子材料は、長時間の光照射を受けると、分子切断や架橋形成などの劣化にて分子量が変化します。 液晶ポリマー(LCP)について、耐候性試験を行い、GPC による分子量測定を行いました。

試験条件

1. 耐候性試験

装置 : アイスーパーUV テスター SUV-W161(岩崎電機製)

・運転モード 照射のみ

・シャワー、水冷ボード OFF

· 照射強度 100mW/cm²

·照射温度 63℃

・照射時間 200 時間

· 照射湿度 50%

2. 分子量測定

装置 : HLC-8320(東ソー製)


・カラム : TSKgel SuperHM-H × 2本(東ソ一製)

溶離液 : PFP/クロロホルム = 1/2(wt/wt)

測定結果

光劣化前後の GPC 分子量分布曲線を図-1に示します。

光照射を受けた表面は特に劣化が進行し、分子量は低くなっています。



【図 1】光劣化前後の GPC 分子量分布曲線

適用分野: GPC、SEC、高分子、分子量測定、光劣化

キーワード: 芳香族ポリエステル、液晶ポリマー、LCP、難溶解性、

スーパーエンジニアリングプラスチック、エンプラ